

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 45
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	1 de 3

CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO TRIACTION AQUAPOOL

FINALIDADE

O **CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO TRIACTION AQUAPOOL** é um poderoso agente desinfetante altamente concentrado para piscinas à base de cloro orgânico estabilizado.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Unindo tecnologia exclusiva de múltiplas ações, o **CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO TRIACTION AQUAPOOL** proporciona água pura, saudável e cristalina, através das funções de desinfecção e oxidação;
- Auxilia na prevenção de algas e melhoras no processo de filtragem e limpeza da piscina.
- Ação **bactericida** frente às cepas de *Enterococcus faecium* e *Eschericia coli* e efeito **algicida** para a alga *Pseudokirchnella subcaptata*.
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

1. Utilize a **FITA TESTE 5 EM 1 AQUAPOOL** para análise diária do teor de cloro, alcalinidade e pH.
2. O teor de cloro ativo que deve estar dentro da faixa recomendada de 2 a 4 ppm.
3. A Alcalinidade total deve estar entre 100 e 120 ppm.
4. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.
5. Adicione diariamente de 2 a 4 g/m³ (2 a 4 gramas por 1.000L de água).
6. Dissolva previamente o produto em recipiente plástico com água da própria piscina. O uso da piscina será permitido após 30 minutos da aplicação do produto.
7. A análise diária do teor de cloro ativo deve estar dentro da faixa recomendada de 1 a 3 ppm.
8. Filtre a água diariamente pelo tempo suficiente para que todo o volume de água da piscina passe pelo filtro.
9. Aspire o fundo e escove as paredes da piscina no mínimo uma vez por semana.
10. Utilize semanalmente o poderoso **AQUASHOCK O2 AQUAPOOL** para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira prática e simples.

ATENÇÃO: Use luvas de proteção para sua aplicação. Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária seguir a legislação aplicável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

pH (solução 1%): 5,0 - 9,0

Aparência: Pó

Odor: Característico

Cor: Branco

Teor de Cloro (% p/p): 38 - 42

COMPOSIÇÃO

Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado e carga.

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 5/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 45
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	2 de 3

Princípio ativo: Dicloroisocianurato de Sódio Dihidratado – 40,3% (p/p).

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha as embalagens fechadas quando não estiverem em uso.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Evitar a inalação ou aspiração. Não ingerir. Evitar contato do produto concentrado com a pele e os olhos. Não utilizar para desinfecção de água para consumo humano. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Lavar os objetos e utensílios usados como medida, antes de reutilizá-los. Adicionar sempre o produto à água e nunca o contrário. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens.

ACIDENTES E PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. **Água: pode faltar. Não desperdice.**

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS, PRINCIPALMENTE OUTROS PRODUTOS CLORADOS. A MISTURA PRODUZ GASES TÓXICOS E PODE CAUSAR COMBUSTÃO.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1kg, 3,5kg e 10kg.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0071.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80
Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ
Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0014-03
Av. Ayrton Borges da Silva, 1639 - CEP: 38.402-333 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

CÓPIA NÃO CONTROLADA – IMPRESSO EM: 5/3/2026
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTES DOCUMENTOS, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

	FICHA TÉCNICA	Código	FT 45
		Data de elaboração	03/03/2026
		Data de efetivação	03/03/2026
		Revisão	01
		Página	3 de 3

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br